




APPAREIL DE TRAITEMENT DE LA TRANSPIRATION EXCESSIVE Starcare

Caractéristiques techniques :

- Mode : Courant continu ou par impulsion.
- Voltage maximum : Courant continu 39V ou par impulsion 45V .
- Courant maximum : <30mA.
- Partie du corps : Mains / Pieds / Aisselles.
- Spécification de charge : DC 5V > 360mA .
- Spécification de la batterie : 3.7V 650 mAH Polymer lithium battery .
- Temps : 10-60 min .
- Mise en arrêt automatique après 5 minutes .



Mains / pieds



Mains et pieds



aisselle