

# beurer

## MG 16



**DE** Mini-Massager  
Gebrauchsanweisung

**EN** Mini massager  
Instruction for Use

**FR** Mini masseur  
Mode d'emploi

**ES** Mini masajeador  
Instrucciones para el uso

**IT** Mini massager  
Istruzioni per l'uso

**TR** Mini Masajcı  
Kullanma Talimatı

**RU** Мини-массажер  
Инструкция по  
применению

**PL** Minimasazer  
Instrukcja obsługi

**NL** Mini-massager  
Gebruikshandleiding

**PT** Mini-massageador  
Instruções de utilização

**EL** Μικρή συσκευή μασάζ  
Οδηγίες ρήσεως

**DA** Mini-massageapparat  
Brugsanvisning

**SV** Minimassageapparat  
Bruksanvisning

**NO** Mini-Massager  
Bruksavisingen

**FI** Hierontalaite  
Käyttöohje

**CS** Masážní přístroj  
Návod k použití

**SL** Masažna naprava  
Navodila za uporabo

**HU** Masszírozó-készülék  
Használati útmutató

**RO** Aparat mini de masaj  
Instrucțiuni de utilizare


**AR** جهاز التدليك الصغير  
دليل الاستعمال





<b>DE</b>	Vor dem Gebrauch, wichtige Hinweise lesen und befolgen.
<b>EN</b>	Prior to use, read and follow these important notes.
<b>FR</b>	Avant utilisation, lire et suivre les consignes importantes.
<b>ES</b>	Antes de usar el aparato, leer y seguir las indicaciones importantes.
<b>IT</b>	Prima dell'uso, leggere e rispettare le Indicazioni importanti.
<b>TR</b>	Kullanmadan önce önemli bilgiler bölümünü okuyun ve açıklamalara uyun.
<b>RU</b>	Перед использованием прочтите важные указания и следуйте им.
<b>PL</b>	Przed użyciem urządzenia należy przeczytać ważne wskazówki i ich przestrzegać.
<b>NL</b>	Lees voor het gebruik de belangrijke aanwijzingen en neem deze in acht.
<b>PT</b>	Antes da utilização, leia e respeite as indicações, pois são importantes.

<b>EL</b>	Πριν από τη χρήση διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.
<b>DA</b>	Læs vigtige anvisninger før brug, og følg dem.
<b>SV</b>	Läs och följ de viktiga anvisningarna före användning.
<b>NO</b>	Før bruk må viktige anvisninger leses og følges.
<b>FI</b>	Lue tärkeät ohjeet ennen käyttöä ja noudata niitä.
<b>CS</b>	Před použitím si přečtěte a následně dodržujte důležité pokyny.
<b>SL</b>	Pred uporabo preberite in upoštevajte pomembne napotke.
<b>HU</b>	Használat előtt olvassa el és tartsa be a fontos tudnivalókat.
<b>RO</b>	Înainte de utilizare, citiți și urmați instrucțiunile importante.
<b>AR</b>	احرص على قراءة واتباع الإرشادات قبل الاستعمال.



**DE Inbetriebnahme:** Batteriefachdeckel aufdrehen. 3 AAA-Batterien entsprechend der Markierung einlegen. Batteriefachdeckel wieder aufsetzen, auf richtige Ausrichtung achten.

**EN Initial use:** turn the battery compartment lid. Insert 3 AAA batteries in accordance with the marking. Reapply the battery compartment lid, ensuring correct alignment.

**FR Mise en service :** Ouvrir le couvercle du compartiment à piles. Insérer 3 piles AAA conformément au marquage. Refermer le couvercle du compartiment à piles en faisant attention à le positionner correctement.

**ES Puesta en funcionamiento:** desenroscar la tapa del compartimento de las pilas. Colocar 3 pilas AAA según las marcas. Volver a colocar la tapa correctamente.



**IT Messa in funzione:** svitare il coperchio del vano batterie. Inserire 3 batterie AAA come contrassegnato. Riposizionare il coperchio del vano batterie, rispettando l'orientamento corretto.

**TR Çalıştırma:** Pil bölmesi kapağını açın. 3 adet AAA pili işaretlere uygun olarak yerleştirin. Pil bölmesi kapağını yeniden kapatın, doğru yönde olmasına dikkat edin.

**RU Ввод в эксплуатацию:** отвинтите крышку отделения для батареек. Установите три батарейки типа AAA в соответствии с маркировкой. Снова установите крышку отделения для батареек. Следите за тем, чтобы крышка находилась в правильном положении.

**PL Uruchomienie:** Zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż 3 baterie AAA zgodnie z oznaczeniem. Ponownie załóż pokrywę przegrody na baterie, uważając na prawidłowe ułożenie pokrywy.

**NL Ingebruikname:** draai het deksel van het batterijcompartiment open. Plaats 3 AAA-batterijen overeenkomstig de markering in het apparaat. Plaats het deksel van het batterijcompartiment op de juiste wijze weer terug.

**PT Colocação em funcionamento:** Desencosque a tampa do compartimento das pilhas. Coloque 3 pilhas do tipo AAA da forma indicada pela marcação. Volte e colocar a tampa do compartimento das pilhas e assegure-se de que fica virada para o lado correto.

**EL Θέση σε λειτουργία:** Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών με περιστροφή. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AAA σύμφωνα με τη σήμανση. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της θήκης μπαταριών προσέχοντας για τη σωστή πολικότητα.

**DA Ibrugtagning:** Skru dækslet til batterirummet af. Læg 3 AAA-batterier i iht. til markeringerne. Sæt dækslet til batterirummet på igen, og sørg for at det sidder korrekt.

**SV Idrifftagande:** Vrid upp batterifack-slocket. Sätt i 3 AAA-batterier enligt markeringen. Sätt tillbaka batterifacks-locket och var noga med att vända det åt rätt håll.

**NO Bruk:** Løsne dekselet til batterirommet. Sett i 3 AAA-batterier slik markeringen viser. Sett på dekselet til batterirommet igjen. Pass på at du setter det riktig vei.

**FI Käyttöönnotto:** Kierrä paristolokeron kansi auki. Aseta lokeroon kolme AAA-paristoa merkinnän mukaisesti. Sulje paristolokeron kansi varmistaen, että se asettuu paikalleen oikein.

**CS Uvedení do provozu:** Odšroubujte kryt přihrádky na baterie. Vložte 3 baterie AAA podle příslušného označení. Opět nasadte kryt přihrádky na baterie, dbejte na správné umístění.


**SL Prva uporaba:** Zavrtite pokrov predala za baterije. Vstavite 3 baterije AAA, tako kot kaže oznaka. Znova namestite pokrov predala za baterije in pri tem pazite na pravilno lego.

**HU Üzembe vétel:** Csavarja ki az elem-tartó rekesz fedelét. Helyezzen be 3 db AAA elemet a jelölésnek megfelelően. Tegye helyére az elem-tartó rekesz fedelét, ügyeljen a megfelelő elhelyezkedésre.

**RO Punerea în funcțiune:** Rotiți capacul compartimentului pentru baterii. Introduceți cele 3 baterii AAA conform marcajului. Așezați din nou capacul compartimentului pentru baterii, având grijă la poziția corectă.

AR

التشغيل: أدر غطاء درج البطارية. قم بتركيب 3 بطاريات من نوع AAA طبقاً للعلامة الموجودة. أعد تركيب غطاء موضع البطارية مع مراعاة الاتجاه الصحيح.



DE **Bedienung:** Tastendruck  
(1x Ein / 2x Aus)

EN **Operation:** at the touch of a button  
(1x on / 2x off)

FR **Utilisation :** Appuyez sur la touche  
(1x marche / 2x arrêt)

ES **Manejo:** pulsar la tecla  
(1x encender / 2X apagar)

IT **Uso:** pressione dei tasti  
(1x on / 2x off)

TR **Kullanım:** Tuş işlevi  
(1x basınca açık /  
2x basınca kapalı)

RU **Управление:** нажатие кнопок  
(1x ВКЛ. / 2x ВЫКЛ.)

PL **Obsługa:** Naciśnij przycis  
(1x wł. / 2X wyt.)

NL **Bediening:** druk op de toet  
(1x aan / 2X uit)

PT **Utilização:** premir a tecla  
(1x liga / 2X desliga)

EL **Χειρισμός:** Πίεση πλήκτρου  
(1x on / 2x off)

DA **Betjening:** Tastetryk  
(1x Til / 2x Fra)

SV **Användning:** Knapptryckning  
(1x på / 2x av)

NO **Betjening:** Tastetrykk  
(1x på / 2x av)

FI **Käyttö:** Paina painiketta  
(1x käynnistys / 2x sammutus)

CS **Obsluha:** Stisknutí tlačítka  
(1x zapnuto / 2x vypnuto)

SL **Upravljanje:** Pritisk gumba  
(1x vklop / 2x izklop)

HU **Kezelés:** Gombnyomás  
(1x be / 2x ki)

RO **Utilizare:** Apăsarea tastei  
(1x Pornire / 2X Oprire)

AR **الاستعمال:** اضغط الزر  
التشغيل عن طريق الضغط لمرة واحدة علي  
 / الإيقاف عن طريق الضغط لمرتين  
علي

## DE Allgemeine Hinweise


- Das Gerät ist nur für den in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck vorgesehen. Der Hersteller kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder leichtsinnigen Gebrauch entstehen.
- Das Gerät ist bestimmt zur Massage einzelner Körperteile des menschlichen Körpers. Verwenden Sie das Gerät NICHT bei Tieren, Kindern, Verletzungen (z.B. Verbrennungen, offenen Wunden, Narben) Schwangeren, nach Operationen, an empfindlichen Körperstellen (z.B. Kopf, Gelenke). Wenn Sie einen Herzschrittmacher, Implantate oder andere Hilfsmittel tragen, bzw. sich nicht sicher sind, ob das Gerät für Sie geeignet ist, konsultieren Sie vor der Benutzung Ihren Arzt.
- Halten Sie die Batterien von Kindern fern! Es besteht Verschluckungsgefahr!
- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Wechseln Sie immer alle Batterien gleichzeitig aus.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Halten Sie das Gerät niemals unter Wasser!
- Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.
- Verbrauchte, vollkommen entladene Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter oder Sondernüllannahmestellen entsorgen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.



- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

*Irrtum und Änderungen vorbehalten*

## EN General advice

- The device is only intended for the purpose described in these instructions for use. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or careless use.
- The device is intended to massage individual parts of the human body. Do NOT use the device on animals, children, injuries (e.g. burns, open wounds, scars), pregnant women, after an operation or on sensitive parts of the body (e.g. head, joints). If you have a pacemaker, implant or other aids, or if you are not sure that the device is suitable for you, consult your doctor prior to use.
- Keep the batteries away from children! Choking hazard!
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- Always replace all batteries at the same time.
- Clean the device with a slightly damp cloth only. Never submerge the device in water!
- For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).  
  
If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.
- You must dispose of used, completely flat batteries in a specially designated collection box or recycling points.
- This device is not intended for use by people (including children) with restricted physical, sensory or mental skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge, unless they are supervised by a person who has responsibility for their safety or they receive instructions from this person on how to use the device. Children should be supervised around the device to ensure they do not play with it.

- Under no circumstances should you open or repair the device yourself, as faultless functionality can no longer be guaranteed thereafter. Failure to adhere to this instruction will void the warranty.

*Subject to errors and changes*

## FR Conseils d'ordre général

- L'appareil est conçu pour l'utilisation décrite dans ce mode d'emploi. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme.
- Cet appareil est conçu pour le massage des parties du corps humain. N'utilisez PAS l'appareil sur un animal, un enfant, une blessure (ex : brûlure, plaie ouverte, cicatrice), une femme enceinte, après une opération ou sur une zone corporelle sensible (ex : tête, articulation). Si vous portez un stimulateur cardiaque, un implant ou d'autres aides, ou si vous n'êtes pas sûr que l'appareil soit adapté pour vous, consultez un médecin avant de vous en servir.
- Conservez les piles hors de portée des enfants ! Ils pourraient les avaler !
- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- Changez toujours toutes les piles en même temps.
- Utilisez exclusivement un chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer l'appareil. Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.
- Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.





- Jetez les piles usagées et complètement déchargées dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par une personne (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont limitées, ou n'ayant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires. Le cas échéant, cette personne doit, pour sa sécurité, être surveillée par une personne compétente ou doit recevoir vos recommandations sur la manière d'utiliser l'appareil. Surveillez les enfants afin de les empêcher de jouer avec l'appareil.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie.

*Sous réserve d'erreurs et de modifications*

## ES Indicaciones generales

- Este aparato solo está diseñado para el fin descrito en estas instrucciones de uso. El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o irresponsable.
- Este aparato está destinado a masajear partes individuales del cuerpo humano. NO utilice el aparato en animales, niños, heridas (p. ej. quemaduras, heridas abiertas, cicatrices), mujeres embarazadas, tras operaciones, en partes del cuerpo sensibles (p. ej. cabeza, articulaciones). Si lleva un marcapasos, implantes o cualquier otro elemento de este tipo o no está seguro de si el aparato es adecuado para usted, consulte a su médico antes de utilizarlo.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. ¡Podrían atragantarse!
- En caso de que el líquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez.
- Limpie el aparato solo con un paño suave ligeramente humedecido. No lo sumerja nunca en agua.
- A fin de preservar el medio ambiente, cuando el aparato cumpla su vida útil no lo tire con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre resi-

duos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.

- Las pilas usadas, completamente descargadas, deben desecharse en los contenedores de recogida específicos.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, a no ser que los vigile una persona responsable de su seguridad o que esta persona les indique cómo se debe utilizar el aparato. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No debe abrir ni reparar el aparato bajo ningún concepto; en caso contrario, ya no se garantizará su correcto funcionamiento. El incumplimiento de esta indicación anula la garantía.

*Salvo errores y modificaciones*

## IT Indicazioni generali

- L'apparecchio è concepito solo per l'uso descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non è da ritenersi responsabile in caso di danni riconducibili a uso non conforme o sconsiderato.
- Questo apparecchio è pensato per il massaggio di singole parti del corpo umano. NON utilizzare l'apparecchio su animali, bambini, lesioni (ad es. ustioni, ferite aperte, cicatrici), gestanti, dopo operazioni, su parti del corpo sensibili (ad es. testa, articolazioni). Se si portano pacemaker, impianti o altri ausili o se non si è sicuri dell'idoneità dell'apparecchio su di sé, consultare il medico prima dell'uso.
- Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini! Sussiste il pericolo d'ingestione!
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- Pulire l'apparecchio esclusivamente con un panno leggermente umido. Non immergere l'apparecchio in acqua!

- Per motivi ecologici, l'apparecchio non deve essere smaltito tra i normali rifiuti quando viene buttato via. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



- Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.
- Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi contenitori di raccolta o nei punti di raccolta per rifiuti tossici.
  - L'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, percettive o intellettive o non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o che fornisca loro le indicazioni per l'uso dell'apparecchio. Controllare che i bambini non utilizzino l'apparecchio per gioco.
  - Non aprire o riparare l'apparecchio per non comprometterne il funzionamento corretto. In caso contrario la garanzia decade.

Possibili errori e variazioni

## TR Genel açıklamalar

- Cihaz sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nizamı olmayan ve dikkatsiz kullanımdan ötürü oluşacak hasarlardan üretici firma sorumlu değildir.
- Bu cihaz, insan vücudunun bazı kısımlarına masaj yapması için tasarlanmıştır. Cihazı hayvanlar, çocuklar, yaralar (örn. yanık, açık yara, kapanmış yara), hamileler üzerinde, hassas yerlerdeki (örn. baş, eklemler) ameliyatlardan sonra KULLANMAYIN. Kalp pili, stent veya başka yardımcı araçlarınız varsa ya da cihazın size uygun olup olmadığından emin değilseniz, cihazı kullanmadan önce bir hekime danışın.
- Pilleri çocuklardan uzak tutun! Yutma tehlikesi vardır!
- Pil hücreesindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- Pillerin hepsini daima aynı zamanda değiştirin.

- Cihazı yalnızca hafifçe nemlendirilmiş bir bezle silin. Cihazı asla su altına tutmayın!
- Çevreyi korumak için, kullanım ömrü dolan cihazı evsel atıklarla beraber elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
- Kullanılmış, tamamen deşarj olmuş pilleri özel işaretli toplama kaplarına atmalısınız veya özel atık toplama merkezlerine götürmelisiniz.
- Kısıtlı fiziksel, algısal ve akli becerileri nedeniyle ya da tecrübesizlik ve bilgisizliklerinden dolayı cihazı kullanamayacak durumda olan kişiler (çocuklar dahil), cihazı güvenliklerinden sorumlu olabilecek yetkinlikte bir kişinin gözetimi veya direktifleri olmadan kullanmamalıdır. Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.
- Cihazı kesinlikle açmayın veya onarmayın, aksi takdirde kusursuz çalışması garanti edilemez. Bu husus dikkate alınmadığı halde garanti geçerliliğini yitirir.



*Hata ve değişiklik hakkı saklıdır*

## RU Общие указания

- Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.
- Этот прибор предназначен для массажа отдельных участков тела человека. НЕ используйте прибор для животных, детей, при повреждениях кожи (например, ожогах, открытых ранах, шрамах), в случае беременности, после операций, на чувствительных участках тела (например, на голове, суставах). Если у Вас установлен кардиостимулятор, имплантаты или другие медицинские устройства или если Вы не уверены в том, что Вам можно пользоваться данным прибором, то перед его использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Храните батарейки в недоступном для детей месте! Дети могут проглотить батарейки!

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- Всегда заменяйте все батарейки одновременно.
- Очищайте прибор только с помощью слегка влажной тряпки. Не погружайте прибор в воду!
- В интересах охраны окружающей среды категорически запрещается выбрасывать прибор по завершении срока его службы вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.
- Использованные батарейки, разряженные полностью, следует выбрасывать в специальные контейнеры или сдавать в пункты приема спецотходов.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями или опытом, за исключением случаев, если за ними осуществляется надлежащий надзор или они получили инструкции по использованию прибора. Необходимо следить за детьми и не разрешать им играть с прибором.
- Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этого требования ведет к потере гарантии.



Возможны ошибки и изменения

## PL Wskazówki ogólne


- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do używania w celu określonym w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego lub lekkomyślnego użytkowania.
- Urządzenie jest przeznaczone do masażu poszczególnych części ciała człowieka. NIE wolno używać urządzenia u zwierząt, dzieci, kobiet w ciąży, w przypadku obrażeń ciała (np. poparzeń, otwartych ran, blizn), po operacjach oraz na wrażliwych częściach ciała (np. głowa, stawy). Osoby z rozrusznikiem serca, implantami lub innymi środkami pomocniczymi oraz osoby, które nie są pewne, czy mogą korzystać z urządzenia, powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
- Baterie należy trzymać z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo połknięcia.
- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie!
- Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
- Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy umieścić w specjalnie oznaczonym pojemniku lub w pojemnikach na odpady specjalne.
- Urządzenie to nie jest przystosowane do użytku przez osoby (łącznie z dziećmi) niepełnosprawne ruchowo lub umysłowo, nieposiadające wystarczającej wiedzy i/lub doświadczenia, chyba że używają go pod kontrolą osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub sposób używania urządzenia został im wyjaśniony przez te osoby. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.



- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, gdyż może to zakłócić jego prawidłowe działanie. Nieprzestrzeganie powyższych zasad powoduje utratę gwarancji.

*Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian*

## NL Algemene aanwijzingen

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het in deze gebruikshandleiding beschreven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.
- Het apparaat is bedoeld voor het masseren van lichaamsdelen van het menselijk lichaam. Gebruik het apparaat NIET bij dieren, kinderen of zwangere vrouwen, op wonden (zoals brandwonden, open wonden of littekens) of gevoelige plekken op het lichaam (zoals het hoofd of gewrichten) of na operaties. Als u een pacemaker, implantaten of andere hulpmiddelen hebt of niet zeker weet of het apparaat geschikt is voor u, raadpleeg dan voor het gebruik een arts.
- Houd de batterijen buiten bereik van kinderen! Kinderen kunnen deze inslikken!
- Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een licht bevochtigde doek. Houd het apparaat nooit onder water!
- Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur  – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.
- Deponeer gebruikte, volledig ontladen batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of lever ze in bij het depot voor gevaarlijke afvalstoffen.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis. Gebruik door deze personen is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen over gebruik van het apparaat. Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, zodat zij niet met het apparaat spelen.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

*Fouten en wijzigingen voorbehouden*

## PT Indicações gerais

- O aparelho só deve ser usado para os fins previstos descritos nestas instruções de utilização. O fabricante não poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de uma utilização incorreta ou irresponsável.
- Este aparelho destina-se à massagem de determinadas partes do corpo humano. **NÃO** use o aparelho para massajar animais, crianças, áreas lesionadas (por ex., queimaduras, feridas abertas, cicatrizes), grávidas, após operações, em partes sensíveis do corpo (por ex., cabeça, articulações). Se usar um pacemaker, implantes ou outros dispositivos auxiliares, ou se não tiver a certeza se o aparelho é ou não adequado para si, consulte o seu médico de família antes de usar o aparelho.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças! Existe o risco de elas as engolirem!
- Se ocorrer um contacto do líquido da pilha com a pele ou os olhos, lave imediatamente as partes afetadas com água e consulte, o mais rapidamente possível, um médico.
- Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Limpe o aparelho sempre com um pano apenas ligeiramente humedecido. Nunca mergulhe o aparelho em água!
- Por motivos ecológicos, quando estiver inutilizado, o dispositivo não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A eliminação deverá ser feita através dos respetivos pontos de recolha existentes no seu país de residência. Elimine o aparelho de acordo com a diretiva REEE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.



Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto do serviço municipal responsável pelo tratamento de resíduos.

- Pilhas gastas, totalmente descarregadas têm de ser eliminadas depositando-as em recipientes coletores especiais identificados para esse fim (pilhões) ou entregando-as noutros locais de recolha de lixo tóxico.
- O aparelho não foi concebido para ser usado por pessoas (incluindo crianças) limitadas nas suas faculdades psíquicas, sensoriais ou mentais, nem por pessoas inexperientes e/ou mal informadas, exceto sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que dela recebam instrução sobre a forma correta de utilizar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Não é permitido abrir nem reparar o aparelho, caso contrário deixa de estar assegurado o funcionamento correto. Em caso de inobservância, a garantia perderá a sua validade.

*Salvo erro ou omissão*

## EL Γενικές οδηγίες

- Η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυντη χρήση.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για μασάζ μεμονωμένων μερών του ανθρώπινου σώματος. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα, παιδιά, σε περίπτωση τραυματισμών (π.χ. εγκαύματα, ανοιχτές πληγές, ουλές), εγκύους, μετά από εγχειρήσεις ή σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος (π.χ. κεφάλι, αρθρώσεις). Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε βηματοδότη, εμφυτεύματα ή άλλα βοηθητικά μέσα ή δεν είσαστε βέβαιοι αν η συσκευή είναι κατάλληλη για εσάς, ρωτήστε πριν από τη χρήση τον γιατρό σας.
- Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από τα παιδιά! Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβουλευθείτε αμέσως γιατρό.
- Πάντοτε να αλλάζετε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες.



- Καθαρίζετε τη συσκευή μόνο με ένα πολύ ελαφρά βρεγμένο πανί. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό!
- Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).  
Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.
- Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφορτιστεί πλήρως πρέπει να απορρίπτονται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμμάτων.
- Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφορτιστεί πλήρως πρέπει να απορρίπτονται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμμάτων.
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε εσείς οι ίδιοι τη συσκευή, διότι τότε δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη λειτουργία. Σε περίπτωση μη τήρησης παύει να ισχύει η εγγύηση.



*Με επιφύλαξη σφάλματος και αλλαγών*

## DA Generelle anvisninger

- Apparatet er kun beregnet til de formål, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået ved ukorrekt eller uforsigtig brug.
- Apparatet er beregnet til massage af enkelte dele af kroppen. Anvend IKKE apparatet til dyr, børn, skader (f.eks. forbrændinger, åbne sår, ar), gravide, efter operationer, på følsomme legemsdele (f.eks. hoved, led). Hvis du anvender pacemaker, har implantater eller bærer andre hjælpemidler eller er usikker på, om apparatet egner sig til dig, skal du spørge din læge til råds før ibrugtagning.
- Sørg for at holde batterierne utilgængelige for børn! Der er fare for, at de kan sluge dem!

- Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og der skal søges læge.
- Udskift altid alle batterier samtidig.
- Rengør altid apparatet med en let fugtet klud efter brug. Hold aldrig apparatet under vand!
- Af hensyn til miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det er udtjent. Bortskaffelse kan ske på det pågældende lokale indsamlingssted. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).  
- Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.
- Brugte, helt afladte batterier skal bortskaffes i særligt mærkede samlebeholdere eller på en genbrugsstation.
- Denne apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er under opsyn af en anden person, der har ansvaret for deres sikkerhed, eller som giver dem anvisninger på, hvordan enheden skal bruges. Børn bør være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
- Apparatet har en varm overflade. Personer, der er følsomme over for varme, skal være forsigtige, når de bruger apparatet.

*Med forbehold for fejl og ændringer*

## **SV Allmänna anvisningar**

- Produkten är endast avsedd för det ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom olämplig eller felaktig användning.
- Produkten är avsedd att användas för massage av enskilda kroppsdelar på människokroppen. Använd INTE produkten på djur, barn, skadade ställen (t.ex. brännskador, öppna sår, ärr), gravida, efter operationer, på känsliga kroppsdelar (t.ex. huvud, leder). Om du bär pacemaker, implantat eller andra hjälpmedel, eller är osäker på om produkten är lämpad för dig, bör du rådfråga läkare före användning.

- Håll barn borta från batteriene! Risk for sveljning!
- Om våtska frå battericeller kommer i kontakt med hud eller øgon ska de berørde stællena skøljas med vatten. Uppsøk lækavård.
- Byt alltid alla batterier samtidig.
- Rengør enbart produktene med en læk fuktad trasa. Doppa aldrig ned produktene i vatten!
- Av miljøska får produktene inte kastas i hushållsavfallet. Lækna den i stættet till en återvinningscentral. Produktene ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgør av eller inneholder elektriske eller elektroniske produkter – WEEE.



- Om du har frågør som rør avfallshandtering kan du væknda dig till ansvarig kommunal myndighet. Om du har frågør som rør avfallshandtering væknder du dig till ansvarig kommunal myndighet.
- Førbrukade, helt urladdade batteriene ska kasseras separat i spesiellt mækrtke avfallsstationer.
  - Produktene er ikke avsedd att anvækndas av personer (inkl. barn) med redusert fysisk, psykisk eller sensorisk førmåga, eller som saknar erfaring med og/eller kunnskap om hur en sækdan hær produkt anvæknds, sækvida de ikke øvervakas av eller får anvisninger om hur produktene ska anvækndas av en person som er ansvarig føderas sækkerhet. Barn ska hækllas under oppsikt sæk att de ikke leker med produktene.
  - Produktens yta er het. Personer som er kæknselige føder varme mækste vara førsiktige nær de anvæknder produktene.

*Med reservation føder fel og ændringer*

## NO Generelle merknader

- Apparatet er kun ment føder det formålet som beskrives i denne bruksanvisningen. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig føder skader som skyldes ikke-forskriftsmessig eller uforsiktig bruk.
- Apparatet er kun ment føder massasje av menneskekroppen. Apparatet må IKKE brukes på dyr, barn, skader (f.eks. brannskader, åpne sår, arr), gravide, etter operasjoner, på ømfintlige kroppsdeler (f.eks. hode, ledd). Hvis du bruker pacemaker,

implantater eller andre hjelpemidler, eller ikke er sikker på om apparatet passer for deg, må du konsultere en lege før du bruker det.

- Hold batteriene utenfor barns rekkevidde! Det er kvelningsfare!
- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
- Skift alltid alle batteriene samtidig.
- Rengjør apparatet kun med en myk og lett fuktet klut. Ikke hold apparatet under vann!
- Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kassering skal skje via aktuelle oppsamlingspunkter. Apparatet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.

- Brukte, utladete batterier skal avhendes i spesielle, merkede samlebeholdere eller på deponier for spesialavfall.
- Hvis apparatet skal brukes av personer (inkludert barn) som har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, eller som mangler erfaring med og/eller kunnskap om produktet, må en ansvarsperson ha tilsyn med bruken eller gi veiledning for hvordan apparatet skal brukes. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Apparatets overflate er svært varm. Personer som er ømfintlige overfor varme, må være forsiktige når de bruker apparatet.

*Med forbehold om feil og endringer*

## FI Yleisiä ohjeita

- Laite on tarkoitettu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttöön. Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai huolimattomasta käytöstä.

- Laite on tarkoitettu ihmisen yksittäisten kehonosien hierontaan. ÄLÄ käytä laitetta eläimiin, lapsiin, vaurioituneelle iholle (esim. palovammat, avohaavat, arvet), raskaana oleviin, leikkausten jälkeen tai herkkiin kehonosiin (esim. pää, nivelet). Jos sinulla on sydämentahdistin, istutteita tai muita apuvälineitä tai olet epävarma laitteen soveltuvuudesta itsellesi, ota yhteyttä lääkäriin ennen laitteen käyttöä.
  - Pidä paristot lasten ulottumattomissa; tukehtumisvaara!
  - Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkäriin hoitoon.
  - Vaihda aina kaikki paristot samanaikaisesti.
  - Puhdista laite vain kevyesti kostutetulla liinalla. Älä koskaan upota laitetta veteen!
  - Ympäristöystävällisistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti.
- Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
- Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot toimittamalla ne erityiseen paristonkeräyspisteeseen tai erikoiskaatopaikalle.
  - Lapset tai muut sellaiset henkilöt, jotka fyysisen, sensorisen tai henkisen kehittymättömyytensä, kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä vuoksi eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti, eivät saa käyttää laitetta ilman vastuullisen aikuisen valvontaa ja opastusta. Lapsia on valvottava, jotteivät he leiki laitteella.
  - Laitteen pinta kuumenee käytössä. Lämmölle herkkien henkilöiden on käytettävä laitetta varoen.



*Pidätämme oikeuden muutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä*

## CS Obecné pokyny

- Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto návodu. Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo lehkomyšlným použitím.
- Tento přístroj je určen pro masáž jednotlivých částí lidského těla. Tento přístroj NEPOUŽÍVEJTE u zvířat, dětí, na poraněných místech (např. popáleniny, otevřené

rány, jizvy), u těhotných žen, na citlivých místech na těle (např. hlava, klouby). Jestliže máte voperovaný kardiostimulátor, implantáty nebo jiné podpůrné prostředky, popř. si nejste jisti, zda je pro vás přístroj vhodný, poradte se před jeho použitím s lékařem.

- Nenechávejte baterie v dosahu dětí! Hrozí nebezpečí spolknutí!
- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Vždy vyměňujte všechny baterie současně.
- Přístroj čistěte pouze lehce navlhčenou utěrkou. Nikdy nenamáčejte přístroj do vody!
- V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).



Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

- Použité, zcela vybité baterie se musí likvidovat prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob nebo ve sběrnách pro zvláštní odpady.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-li pod dohledem osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost, nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
- Přístroj nesmíte v žiadnom prípade otvárať alebo vykonávať opravy, pretože inak nie je zaručená bezchybná funkčnosť prístroja. Pri nedodržaní pokynov zaniká záruka.

*Chyby a změny vyhrazeny*

## SL Splošni napotki

- Naprava je namenjena le za uporabo, ki je navedena v teh navodilih za uporabo. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nepremišljene uporabe.

- Naprava je namenjena masaži posameznih delov telesa. Naprave NE uporabljajte na živalih, pri otrocih, nosečnicah, pri poškodbah (npr. opeklinah, odprtih ranah, brazgotinah), po operaciji in na občutljivih delih telesa (npr. glava, sklepi). Če imate srčni spodbujevalnik, vsadke ali druge pripomočke oz. niste prepričani, ali je naprava za vas primerna, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom.
- Baterije hranite zunaj dosega otrok! Nevarnost zaužitja!
- Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta sperite z vodo in obiščite zdravnika.
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.
- Napravo čistite samo z rahlo vlažno krpo. Naprave nikoli ne potopite v vodo!
- Ko naprava ni več uporabna, je zaradi varovanja okolja ne smete zavreči med gospodinjne odpadke. Odstranite jo na ustreznih zbirališčih za predelavo odpadkov v svoji državi. Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).



V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pristojno komunalno podjetje.

- Izrabljene in popolnoma izpraznjene baterije morate odstraniti v posebej označene zabojnike ali zbirna mesta za odstranjevanje nevarnih odpadkov.
- Osebe (vključno z otroki) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem lahko uporabljajo to napravo le pod nadzorom osebe, ki je zanje odgovorna, oz. če jim je ta oseba posredovala navodila o pravilni uporabi naprave. Pazite, da se otroci ne igrajo z napravo.
- Naprave ne smete odpirati ali popravljati, saj sicer brezhibno delovanje ni več zagotovljeno. V primeru neupoštevanja navodil garancija preneha veljati.

*Pridržujemo si pravico do napak in sprememb*

## HU Általános utasítások

- A készüléket csak az ebben a használati útmutatóban leírt célra szabad használni. A gyártó cég nem tehető felelőssé olyan károkért, amelyek a készülék szakszerűtlen vagy hanyag használatából származnak.
- Ez a készülék az emberi test egyes részeinek masszírozására készült. NE használja a készüléket állatokon, gyermekeken, sérüléseknél (pl. égési sérülések, nyílt sebek,



hegek), várandós nőknél, műtétek után, érzékeny testrészekben (pl. fej, csuklók). Ha szívritmus-szabályozót, implantátumokat vagy más segédeszközöket visel, ill. nem biztos abban, hogy a készülék ezekhez alkalmas-e, használat előtt kérdezzen meg egy orvost.

- Tartsa távol gyermekektől az elemeket! Fennáll a lenyelés veszélye!
- Ha az elemcella folyadék a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
- Mindig egyszerre cserélje az összes elemet.
- Kizárólag egy kissé megnedvesített ronggyal tisztítsa meg a készüléket. Sohase tartsa víz alá a készüléket!
- Környezetvédelmi érdekekből a készüléket az élettartamának lejártá után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználdott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.
- Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba vagy veszélyes hulladékot gyűjtő helyekre dobja.
- Azok a személyek (a gyermekeket is beleértve), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vagy tapasztalatlanságuk és/vagy ismerethiányuk miatt nincsenek abban a helyzetben, hogy biztonságosan tudják kezelni a készüléket, a készüléket felelős személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Semmi esetre sem szabad a készüléket kinyitnia vagy javítania, mert ekkor már nem garantálható annak kifogástalan működése. Ennek figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.



*Tévedések és változtatások joga fenntartva*

## RO Indicații generale

- Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
- Aparatul este conceput pentru masarea părților individuale ale corpului uman. NU utilizați aparatul la animale, copii, pe răni (de exemplu, arsuri, răni deschise, cicatrice), la gravide, după operații, în locuri sensibile ale corpului (de exemplu, cap, încheieturi). Dacă aveți un stimulator cardiac, implanturi sau alte elemente terapeutice auxiliare, respectiv, nu sunteți sigur că aparatul este potrivit pentru dumneavoastră, consultați un medic înainte de utilizare.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor! Există pericolul de înghițire!
- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.
- Înlocuiți întotdeauna toate bateriile simultan.
- Curățați aparatul numai cu o cârpă ușor umezită. Nu țineți niciodată aparatul în apă!
- În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.  
Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autoritățile locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.
- Bateriile uzate, complet goale, trebuie eliminate în recipiente de colectare special marcate sau în locațiile speciale de eliminare a deșeurilor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu au experiență și/sau cunoștințe suficiente, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru siguranța lor sau primesc indicații din partea acestuia cu privire la modul de utilizare a aparatului. Copiii nu au voie să se joace cu acest aparat.



- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

## إرشادات عامة AR

- الجهاز مصمم خصيصاً للغرض المشروح في دليل الاستعمال هذا. لن تتحمل الشركة المنتجة أية مسؤولية عن الأضرار التي تنشأ نتيجة الإهمال أو الاستعمال غير السليم.
- هذا الجهاز مخصص لتدليك كل جزء من أجزاء جسم الإنسان. لا تستخدم الجهاز على الحيوانات أو الأطفال أو الإصابات (مثل الحروق أو الجروح المفتوحة أو الندبات) أو السيدات الحوامل أو بعد العمليات الجراحية أو على المواضع الحساسة من الجسم (على سبيل المثال الرأس أو المفاصل). في حالة قيامك بتركيب منظم ضربات القلب أو زرع أية وسائل مساعدة أخرى أو إذا لم تكن متأكدًا إذا كان الجهاز مناسبًا لك أم لا، فاستشر طبيبك قبل الاستخدام.
- احرص على إبعاد البطاريات عن متناول الأطفال! تجنبًا لخطر الابتلاع!
- إذا تلامس السائل الخارج من خلية البطارية مع الجلد أو العين، فينبغي غسل المنطقة المصابة بالماء وطلب المساعدة الطبية.
- قم دائمًا بتغيير جميع البطاريات في نفس الوقت.
- قم بتنظيف الجهاز بمسحوق ناعم ومبلل قليلاً فقط. لا تضع الجهاز أبدًا في الماء!
- حافظاً على البيئة لا يجوز التخلص من الجهاز بعد انتهاء العمر الافتراضي له ضمن القمامة المنزلية. يمكن التخلص من الجهاز من خلال تسليمه لمستودعات التجميع المعنية في بلدك. يُرجى التخلص من الجهاز طبقاً لمواصفة المجموعة الأوروبية - WEEE بخصوص (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أية استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.
- يجب التخلص من البطاريات المستهلكة أو فارغة الشحنة تمامًا عن طريق القائها في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمهم لمستودعات تجميع القمامة الخاصة.



- هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص (بما فيهم الأطفال) الذين لا يمكنهم استخدام الجهاز لأسباب تتعلق بقدراتهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نتيجة لانعدام الخبرة و/أو المعرفة الخاصة بكيفية استعمال الجهاز، ولذلك فإنه لا يجوز لهم استعمال الجهاز إلا تحت إشراف ومراقبة شخص مسؤول عن سلامتهم أو من خلال تلقّيهم تعليمات وإرشادات حول كيفية استعمال الجهاز. ينبغي مراقبة الأطفال حتى لا يستخدمون الجهاز بمثابة لعبة.

- لا يسمح بأي حال من الأحوال بفتح الجهاز أو إصلاحه، وإلا فلن يكون الأداء الوظيفي السليم مضموناً. وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تلغى حقوق الضمان.

رابطاً نود نتارييغت ءارجا قحب ظففتحن امك ءأطخل او وئرلا ادع ام

