

OXYMETRE DE POULS ECRAN LUMINEUX ET ANTI-CHOC

Oxymetre De Pouls Ecran Lumineux Et Anti Choc :

Facile à utiliser.
Faible consommation d'énergie.
Technologie digitale.
Haute précision.
Anti-choc.
Portable.



STARICARE
M E D I C A L E Q U I P M E N T S

Caractéristiques techniques :

Spécifications principales		
Saturation d'oxygène	Mesure intervalle	70%~99%
	Précision	80%~99%, ±2% 70%~79%, ±3% Aucune exigence pour moins de 70%
	Résolution	1%
Rythme cardiaque	Mesure intervalle	30bpm~240bpm
	Précision	30bpm~240bpm, ±2bpm or ±2% (sélectionnez plus grand)
	Résolution	1bpm
Indice de perfusion sanguine	Mesure intervalle	0.3%~20%
Modèle de batterie		2 Piles AAA
Consommation d'énergie		< 30mA
Durée de vie de la batterie		Utilisation continue pendant 25 heures