

THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT

- Mesure précise et sans contact de la température corporelle au front (à env. 5 cm de distance).
- Fonction supplémentaire : mesure de la température ambiante, des liquides et des surfaces (plage de mesure de 0 à 100° Celsius).
- Rapide : résultat de la mesure en quelques secondes.
- Alarme optique de fièvre par changement de couleur de l'affichage.
- Mémorisation des 30 dernières mesures.
- Coffret de rangement.



STARICARE
MEDICAL EQUIPMENTS

Caractéristiques techniques :

Affichage	0.1°C ou 0.1°F
Temps de mesure	Environ 2 secondes
Plage de température de mesure	Mode de corps: 34.0-42.2 °C (93.2-108.0 °F) Mode objet : 0-100.0 °C (32-212.0 °F)
plage de température de fonctionnement	Mode de corps : 61°F ~ 104°F Mode objet: 41°F ~ 104°F
Précision clinique	±0.4 °F, 96.8 ~ 102.2 °F
Dimension	162 X 64 X 48 mm
Batterie	2 X 1.5 V AAA Batteries