

MEDISANA®

Hydromasseur MBH

Nr. Art. 88375 | EAN 40 15588 88375 0

Bain bouillonnant, décontractant pour stimuler la circulation sanguine et relâcher la musculature

Fonction massage et bain bouillonnant à 3 niveaux d'intensité

Extinction automatique après 20 minutes



Fonction | Utilisation

Bain bouillonnant, décontractant pour stimuler la circulation sanguine et relâcher la musculature

Fonction chaleur automatique

Fonction massage et bain bouillonnant à 3 niveaux d'intensité

Niveaux d'intensité réglables aussi par télécommande

Extinction automatique après 20 minutes

Tapis flexible antidérapant pour une position allongée confortable

Adapté à tout type de baignoire

Diffuseur d'arôme intégré pour huiles essentielles

Poche latérale pratique pour la télécommande

Caractéristiques techniques

Dimensions :

Tapis flexible : env. 120 x 36 cm

Tuyau d'air : env. 2,4 m

Blocmoteur : env. 25 x 16 x 17 cm

Poids: env. 2,7 kg (au total)

Puissance : 450 watt

Alimentation électrique : 220-240 V/50 Hz,
Télécommande 3 V CR2032

Contenu de l'emballage

Bloc moteur

Tapis flexible

Tuyau d'air

Télécommande

3 diffuseurs d'arôme

Données logistiques

Carton de présentation

1 pièce | 37 x 27,5 x 18,5 cm | 3,36 kg

Conditionnement pour achat

3 pièces | 57 x 39 x 30 cm | 11 kg

