

## SPHYGMOMANOMETRE ANEROIDE 4 BRASSARDS

Ce tensiomètre est un modèle « manopaire » avec le manomètre fixé directement sur la poire de gonflage.

Livré dans un coffret de 4 brassards :

Adulte, Personne corpulente, Enfant, Nourrisson.

Avec des soins et un entretien appropriés, votre trousse de tension artérielle fournira des années de service satisfaisant.

Les règles de base:

- Ne jamais gonfler au-delà de 300 mmHg.
- N'exposez jamais les brassards à un rayonnement solaire intensif.
- Ne touchez jamais le tissu ou les parties du brassard avec un instrument pointu, pourrait causer des dommages.
- Toujours dégonfler complètement le brassard avant le rangement.
- Ne pas démonter le manomètre

