

## Garrot Pneumatique Electrique 02 voies avec support



STARICARE  
MEDICAL EQUIPMENTS

### Description :

- Processeur de contrôle CPU, fonction d'auto-vérification au démarrage, et affichage des erreurs de fonctionnement
- Sorties d'air proximal et distal, et équipé d'une fonction d'IVRA
- Alimentation: AC 110-220V, 50-60HZ
- Puissance d'entrée:  $\leq 60W$
- Plage de pression: 25-650mmHg
- Précision de pression:  $\leq 6mmHg$
- Temps de travail maximum: 240 min
- Temps d'alarme maximum: 4 fois
- Batterie interne: batterie lithium-ion, 2000mAh

## Garrot Pneumatique Electrique 02 voies avec support

### Caractéristique:

#### Fonctionnalité:

1. Le système adopte un transducteur importé avec la fonction de calculer et d'égaliser la pression. Le moteur de haute qualité présente des caractéristiques de faible bruit, la pression augmentant rapidement.
2. Le processeur d'importation contrôle la pression avec précision et les données d'affichage sont très claires.
3. Avec fonction d'auto-vérification au démarrage.
4. sorties d'air proximal et distal
5. Fonction IVRA, adaptée aux opérations complexes.
6. La valve électromagnétique peut se dégonfler automatiquement.
7. Le système de garrot automatique comprend le corps principal et le brassard.
8. Le brassard a trois tailles standard, chacune adaptée au membre inférieur, au membre supérieur et au membre d'enfant de l'adulte. Et la taille personnalisée est disponible en fonction de vos besoins.
9. support en option