

SCIALYTIQUE MOBILE SANS BATTERIE F500

- Alimentation secteur 220v-50hz.
- Intensité lumineuse 40 000 lux
- Température de couleur 4000 +/- 500 k.
- Diamètre satellite 700mm.
- Ampoules halogènes – quatre réflecteurs 4x (24v/25w).
- Lumière froide.
- Permet de régler la superficie du champ lumineux, d'une manière continue et aseptique grâce à son poignet.
- Une distribution graduelle de la lumière ce qui évite au chirurgien la fatigue visuelle .
- Système de réflexion optimisant la dilution d'ombres sur le champ opératoire.
- Coupole facile à manipuler dans toutes les positions grâce à son poignet.
- Poids net : 34kg

