

## SCIALYTIQUE PLAFONIER A DEUX COUPOLE LUMIERE LED 700/500



# STARICARE

M E D I C A L E Q U I P M E N T S

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR LA LUMIÈRE LED

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES LUMIÈRES	LED700	LED500
Éclairage central à 1 m de distance de travail	40 000-200 000 lux	40 000-160 000 lux
Taille du champ lumineux focalisable à 1 m	120-300mm	120-300mm
Température de couleur	3500-5000K	3500-5000K
Profondeur de champ	>700mm	>700mm
Indice de couleur Ra	95	95
Alimentation	110-240V 50/60Hz	110-240V 50/60Hz
Diamètre de la coupole	700mm	550mm
Consommation électrique (W)	60	48
Hauteur d'installation (type de plafond)	280-320 cm	280-320 cm