

## SCIALYTIQUE PLAFONNIER LED 700/700 AVEC CAMERA ET ÉCRAN

### Scialytique plafonnier LED 700/700 avec camera et écran



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POUR LA LUMIÈRE LED

<b>SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES LUMIÈRES</b>	<b>LED700/700</b>
Éclairage central à 1 m de distance de travail	40 000-200 000 lux
Taille du champ lumineux focalisable à 1 m	120-300mm
Température de couleur	3500-5000K
Profondeur de champ	>700mm
Indice de couleur Ra	95
Alimentation	110-240V 50/60Hz
Diamètre du boîtier de la lampe	700mm
Consommation électrique(W)	60
Hauteur d'installation (type de plafond)	280-320 cm