

## STOP PIPI

- Mini taille, petit et exquis.
- Brassard élastique réglable pour assurer un ajustement confortable.
- Un capteur fiable détecte la première goutte d'urine et alerte l'enfant dès que l'énurésie se produit.
- Efficace pour l'apprentissage de la propreté et aider à résoudre le problème de mouillage du lit. L'appareil est adapté pour les bébés, les personnes âgées et fragiles et qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes.
- Plus d'énurésie, vous pourriez avoir des nuits reposantes et moins de lessive à faire.

**STARICARE**

### Caractéristiques techniques :

- Matériel: ABS
- Alimentation: 2 piles bouton CR2025
- Tension d'alimentation: 3V
- Max. Courant de fonctionnement:  $\leq 30\text{mA}$
- Longueur de fil: 92cm
- Poids de l'article: Approx. 48g
- Taille de l'article: Approx. 5x4x1.5 cm
- Poids du colis: Approx. 108g
- Taille du paquet: Approx. 10.5x10.5x8 cm