

TENSIOMETRE ENFANT AVEC BRASSARD NOURRISSON OFFERT

Tensiomètre Enfant Avec Brassard Nourrisson Offert Marque Starcare .

Caractéristiques techniques :

Diamètre		55mm
Gamme d'échelle		0-300 mmHg
Plage de mesure		0-300 mmHg
Graduation		2 mmHg
Précision		± 3 mmHg
Condition de fonctionnement	Température	+ 10°C ~ + 40°C
	Humidité	20% ~ 85%
Condition de stockage	Température	- 20°C ~ + 70°C
	Humidité	20% ~ 85%
Taille du manomètre		171×71×47mm
Poids net du produit		275 ± 5g
Taille de brassard		Enfant : 450*100 mm Nourrisson : 380*70 mm



- Tensiomètre unique résistant aux chocs, conforme à la norme ISO81060.
- Grande écran facile à lire.
- Les soupapes de dégagement d'air de haute précision permettent un réglage précis du taux de dégagement d'air, déflation rapide, avec sacoche.
- Poire souple pour gonflage rapide.