

Lit d'hôpital électrique 5 positions

Dimension: 2200 X 1060 X 450-750 mm

Tête et pied de lit en ABS

Tête de lit en acier estompe peint en époxy, entièrement moule avec acier froid.

Plateforme avec lieu en ABS souples.

Rails latérales, 4 pièces en ABS, panneau de contrôle intégré de chaque cote.

Poignée CPR accessible de chaque cote du lit.

Roulettes de luxe 5 pouces.

Hauteur Min 440 Max 760 mm

Section dorsale ajustable de 0° a 75°.

Section de genou ajustable de 0° a 40°.

Position dorsosacrée de 0° a 12°.

Star|Care
M E D I C A L

