

NEGATOSCOPE 1 à 4 plages

- Tôle d'acier verni
- Corps divisé en plages utilisables séparément
- Diffuseur monochrome blanc
- Illumination homogène à lumière fluorescente
- (50W 01 plage / 80W 02 plages / 130W 03 plages)
- Interrupteurs bipolaires étanches
- Fusibles de sécurité
- Cordon indépendant de l'appareil
- 220 Volts - 50 Hz. Prise française
- Système Facile Pour Changement des Lampe

Dimensions :

Négatoscope 01 Plage : 440×556 mm	Epaisseur : 100 mm
Négatoscope 02 Plages : 920×556 mm	Epaisseur : 100 mm
Négatoscope 03 Plages : 1225×556 mm	Epaisseur : 100 mm
Négatoscope 04 Plages : 1504×556 mm	Epaisseur : 100 mm

Taille écran :

Négatoscope 01 Plage : 360×435 mm
Négatoscope 02 Plages : 808×435 mm
Négatoscope 03 Plages : 1108×435 mm
Négatoscope 04 Plages : 1424×435 mm

