

Table d'accouchement en Chrome

réf: 3805R

Structure en acier chromé. Tête réglable avec crémaillère automatique haute résistance. Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.

Livré avec:

- 1 cuvette en acier inox
- appui-jambes standard rembourré
- Structure démontable
- Repose-pieds escamotables sous la partie assise.
- Repose-jambes articulés
- Bassine en inox.
- Porte-rouleaux.
- Charge maximum : 150kg.
- Coloris noir.

