

Électrostimulateur EMS

L'appareil utilise le signal magnétique pour améliorer la circulation sanguine à travers les muscles plantaires et les points d'acupuncture . Il aide à soulager la fatigue et les douleurs des jambes et du corps .

- La conception de l'appareil est ergonomique et moderne .
- 25 types d'onde biomagnétique .
- 1 - 99 types de puissance d'intensité .
- Coussinet de thérapie d'onde biomagnétique .
- Fonction de chauffage infrarouge .
- Pulser la thérapie physique et et chauffante par les points du corps pour améliorer la circulation sanguine .

Caractéristiques techniques :

- Puissance : DC9V 1.2A .
- Courant coté : 1.1A .
- Fréquence de sortie : 1-50Hz .
- Garantie 1 an .
- Fournie avec :
 - Cable d'électrode .
 - Electrode Pad .
 - Ceinture Amincissante .
 - Télécommande .

