



## Humidificateur Barboteur Stérilisable

- Humidificateur barboteur avec diffuseur qui augmente le niveau d'humidité et diminue le bruit. Idéal pour une utilisation dans les zones ayant besoin d'un niveau d'humidité modéré et relatif.
- Matériaux : bocal en polycarbonate, couvercle en polyamide et raccord d'entrée en laiton nickelé, tube diffuseur en polyuréthane, diffuseur en polyéthylène et joint d'étanchéité en NBR.
- Sans latex
- Stérilisable par autoclave à 121 °C
- Dimensions : Ø Base 75 mm, Ø Couvercle 85 mm, Hauteur 170 mm
- Poids : 160 gr
- Embout entrée : UNF 9/16" 18H
- Embout sortie : Sortie au tuyau
- Capacité : 350 ml

