

## MONITEUR CMS 800G STARCARE

### Caractéristiques techniques :

- Design compact, il peut être placé horizontalement ou accroché au mur.
- LCD couleur, écran convertible à 60 °
- Afficher clairement la courbe de surveillance et les données
- Marque de zone pour FHR normal (120 BPM ~ 160 BPM).
- Enregistrement manuel des mouvements du fœtus.
- Alarme pour FHR anormale
- Surveillance en temps réel pendant 24 heures en continu.
- Stockage, lecture et impression de la courbe de surveillance pendant 12 heures en continu.
- Surveillance des jumeaux en option.
- Transducteur à 9 cristaux et à faisceau large.
- Imprimante thermique intégrée extra longue durée et haute résolution.
- Communiquez avec le système de surveillance central par le RJ45 intégré.

