

# Invacare® | **Platinum® 9**



Prise en charge en  
nom de marque pour  
les hauts débits  
entre 5 et 9 L/mn



## **Concentrateur d'oxygène à hauts débits**

*Invacare **Platinum 9*** est un concentrateur d'oxygène à hauts débits. L'appareil procure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% pour des débits d'oxygène supérieur à 5 l/mn et inférieur ou égal à 9 l/mn.





### Performance et sécurité au quotidien

- Une technologie innovante et une électronique de pointe.
- Assure une concentration d'oxygène jusqu'à 95,6% à 9l/mn.
- Système d'auto-diagnostic identifié par des leds lumineuses et des alarmes visuelles et sonores.

### Economique

- La maintenance est simplifiée grâce à :
- Seulement 4 vis pour accéder aux composants internes.
  - La trappe d'accès au filtre d'admission.
  - La mémorisation des codes erreurs sur la carte électronique identifiée par des leds lumineuses pour aider le diagnostic du technicien.

### Caractéristiques et options



**Trappe d'accès au filtre d'admission**



#### Technologie SensO<sub>2</sub>

Le **SensO<sub>2</sub>** contrôle en permanence la pureté de l'oxygène pour le bien être et la tranquillité des patients.



NOUVEAU

#### Verrouillage du débitmètre **Flow Lock**

Verrouille le débitmètre afin de prévenir tout changement intempestif du débit.  
Référence 1580295

### Caractéristiques techniques

<b>Platinum 9</b>	670 mm	467 mm	24 kg	475 W	Jusqu'à 1230m	
<b>Platinum 9</b>	1 - 9 l/min	< 47 dB(A)	87-96%	9 PSI (62 kPa)	ISO8359/AMD1	230 V, 50 Hz

### Technologie SensO<sub>2</sub>

#### Concentration d'Oxygène

à 85%



- Led verte -

**Normale**

Entre 73% et 85%



- Led jaune -

**Vérifier les filtres et le débit**

< à 73%



- Led rouge -

**Contactez le Service Technique**

### La prescription

CODE LPPR	Désignation
1148130	Oxygénothérapie à long terme concentrateur, INVACARE, PLATINUM 9



### Référence produit : IRC9LX02AWQ-S

#### Document destiné aux professionnels de Santé

- Mentions légales
- Nom du produit : Invacare Platinum9
- Code LPPR :1148130 Oxygénothérapie à long terme, poste fixe, déambulation inférieure à 1heure par jour, concentrateur, Invacare Platinum9
- Prise en charge par l'assurance maladie en nom de marque depuis le 24 mars 2011
- Concentrateur d'oxygène à hauts débits jusqu'à 9l/mn dans le traitement des patients éligibles à une oxygénothérapie à long terme en poste fixe entre 5 et 9 l/mn ou en déambulation relié à un système de remplissage des bouteilles jusqu'à 5 l/mn.
- Numéro du document interne : 1567984
- Dispositif médical de Classe IIa
- Organisme notifié DNV 83877-2010
- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE
- Distribué par Invacare
- **IMPORTANT** : Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des

### Maintenance et Entretien

Le concentrateur **Platinum 9** est doté d'une fonction d'auto-diagnostic qui permet d'avoir un