

PESE-BEBE ET ENFANT ELECTRONIQUE, ANDINE 3 AVEC SAC DE TRANSPORT - HOLTEx



Ref. EHANDI3S

Pese-bebe et enfant 4 en 1 : ideal pour les pediatres et generalistes

Description

- 4-en1 : cette balance pese et mesure les bebes, comme les enfants grace a son plateau amovible et sa double toise horizontale et verticale
- 3 modes de pesee : mode classique, absorption de lait et poids maman + bebe
 - Grande capacite jusqu'a 100 kg : pour peser maman + bebe
 - Grande surface de plateau de pesee ergonomique resistente et optimisee pour peser les nourissons (600(L) x 326(l) x 91(H) mm)
 - 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
 - Hygienique, facile a nettoyer, stable avec 4 pieds antiderapants en caoutchouc, facile a transporter (Sac de transport vendu separement)
 - Conversion d'unites possible en kg/lb et cm/ft
 - Grand ecran LCD (79 x 28 mm) avec retro-eclairage bleu, facile a lire et qui pivote automatiquement a 180° lorsque le poids est superieur a 20 kg pour une lecture pratique
 - Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (non fournies)
 - Fonction auto On-Off pour l'economie d'energie

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	3361040000021	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	34	Unite emballee / Hauteur (cm)	16
Unite emballee / Longueur (cm)	63	Unite emballee / Poids (kg)	1.5
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		